

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный);  
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67, (980) 346-45-44;  
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (473) 202-29-67, (980) 370-44-68;  
«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; (910) 892-45-12;  
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;  
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 22-01-17;  
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 209-02-70 (многоканальный);  
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, 211-19-85, факс (391) 212-19-85;  
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97, (914) 710-13-98;

E-mail: [spb@cpsholod.ru](mailto:spb@cpsholod.ru)  
E-mail: [moscow@cpsholod.ru](mailto:moscow@cpsholod.ru)  
E-mail: [voronezh@cpsholod.ru](mailto:voronezh@cpsholod.ru)  
E-mail: [vrn@cpsholod.ru](mailto:vrn@cpsholod.ru)  
E-mail: [rostov@cpsholod.ru](mailto:rostov@cpsholod.ru)  
E-mail: [krs@cpsholod.ru](mailto:krs@cpsholod.ru)  
E-mail: [nn@cpsholod.ru](mailto:nn@cpsholod.ru)  
E-mail: [kazan@cpsholod.ru](mailto:kazan@cpsholod.ru)  
E-mail: [smr@cpsholod.ru](mailto:smr@cpsholod.ru)  
E-mail: [vlg@cpsholod.ru](mailto:vlg@cpsholod.ru)  
E-mail: [ufa@cpsholod.ru](mailto:ufa@cpsholod.ru)  
E-mail: [ekb@cpsholod.ru](mailto:ekb@cpsholod.ru)  
E-mail: [omsk@cpsholod.ru](mailto:omsk@cpsholod.ru)  
E-mail: [nsk@cpsholod.ru](mailto:nsk@cpsholod.ru)  
E-mail: [krk@cpsholod.ru](mailto:krk@cpsholod.ru)  
E-mail: [irk@cpsholod.ru](mailto:irk@cpsholod.ru)  
E-mail: [dv@cpsholod.ru](mailto:dv@cpsholod.ru)

## Вашему вниманию предлагается электронный термометр **WT-1 !!!**



Электронный термометр **WT-1** предназначен для измерения температуры твёрдых, сыпучих, жидких и газообразных неагрессивных сред, таких как процессы обработки пищи, хранение продуктов, пивоварение, замораживание, лабораторные задачи, фармацевтика.

Термометр выполнен в виде рукоятки с жидкокристаллическим дисплеем, к которой крепится щуп длиной 105 мм.

На жидкокристаллическом дисплее отображается измеряемая температура, а также значения максимальной и минимальной измеренной температуры.

Имеется защитный чехол для температурного щупа, отверстие в защитном чехле предназначено для измерения температуры воздуха.

Электронный термометр **WT-1** удобен в использовании, показания высококонтрастного жидкокристаллического дисплея легко читаются, защитный чехол температурного щупа имеет клипсу для ношения в кармане.

Диапазон измерения: от -50° C до +300° C

Разрешающая способность: 0,1° C

Точность измерения:  $\pm 0,1^{\circ}$  C

Питание батарея: LR44

**Код заказа WT-1: 01 99 61**

**Цена – 4,49 евро с НДС**